

INJEQ

Precision. Care. Confidence.

**Poprawnie
za pierwszym
razem !**

Injeq IQ-Tip® system **Wyższy poziom wykonywania** **punkcji lędźwiowej**

Produkty IQ-Tip® firmy Injeq zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami nowego europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR 2017/745) i posiadają certyfikat CE (TÜV SÜD 0123).

Jako producent wyrobów medycznych, firma Injeq stosuje w swoim systemie jakości normę ISO 13485:2016

Wydajność kliniczna i bezpieczeństwo systemu Injeq IQ-Tip® zostały już ocenione w trzech badaniach klinicznych przeprowadzonych w Szpitalach Uniwersyteckich.

Ten inteligentny system igieł jest bezpieczny i możliwy do zastosowania w nakłuciach lędźwiowych u noworodków¹ i osób starszych².

¹ Sievänen et al. Real-time detection of cerebrospinal fluid with bioimpedance needle in pediatric lumbar puncture. Clinical Physiology and Functional Imaging 2021; (in press) . doi: 10.1111/cpf.12697.

² Halonen et al. Detection of spine structures with Bioimpedance Probe (BIP) Needle in clinical lumbar punctures. J Clin Monit Comput. 2017 Oct; 31(5):1065-1072.

Injeq IQ-Tip® igła punkcyjna

INJEQ
Precision. Care. Confidence.

W igle punkcyjnej Injeq IQ-Tip® zastosowano unikalną innowację konstrukcyjną, która umożliwia pomiar bioimpedancji w jej końcówce. Wyprofilowana nasadka igły zapewnia doskonały chwyt, oferuje doskonałe wrażenia dotykowe i jest kompatybilna z powszechnie stosowanymi strzykawkami typu luer.



Injeq IQ-Tip®
umożliwia wykrywanie
CSF w końcówce igły.

Miernik	Średnica zewnętrzna	Kolor	Długość igły		
22G	0.72mm	Black	41 mm	1.5"	IQS-22040-B
			65 mm	2.5"	IQS-22065-B
			90 mm	3.5"	IQS-22090-B

Injeq IQ-Tip® analizator

INJEQ
Precision. Care. Confidence.

Analizator Injeq IQ-Tip® jest przeznaczony do nakłucia lędźwiowego, aby zapewnić wykrywanie w czasie rzeczywistym płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) po podłączeniu do igły punkcyjnej Injeq IQ-Tip® za pomocą sterylnej przewodu Injeq IQ-Tip® cable.

Injeq IQ-Tip® analizator ułatwia pracę lekarza, alarmując, gdy końcówka igły dotrze do płynu mózgowo-rdzeniowego za pomocą alarmu dźwiękowego i wizualnego. Nie ma znaczenia, czy jesteś doświadczonym lekarzem, czy absolwentem szkoły medycznej, system Injeq IQ-Tip® jest zaawansowanym narzędziem do skutecznego nakłucia lędźwiowego.

	Numer katalogowy
Injeq IQ-Tip® cable	IQC-07
Injeq IQ-Tip® analizator	Injeq 301



Injeq IQ-Tip®
analizator zapewnia
wykrywanie w czasie
rzeczywistym
płynu mózgowo-
rdzeniowego

Injeq Oyj | Biokatu 8, 33520 Tampere, Finland | info@injeq.com | injeq.com Product brochure BRC 018 v3 - 3/2021



Wyłączny dystrybutor w Polsce

Biameditek Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

tel.: 85 66 45 200

e-mail: biameditek@biameditek.pl

www.biameditek.pl

Zeskanuj kod QR
i wejdź na
www.biameditek.pl

